



Electronic Crushing
of medication

Benutzerhandbuch

Modellnummer RW01

Lesen Sie vor dem Gebrauch immer diese
Bedienungsanleitung.

DE eCrush™ ist ein einfach zu bedienender, zuverlässiger und leicht zu reinigender elektronischer Pillen-Zerkleinerer. Bei ordnungsgemäßer Verwendung ist eCrush™ für ~100.000 Zerkleinerungen ausgelegt.

Bitte überprüfen Sie alle Teile in der Verpackung:

1. 1 eCrush™ Elektronische Pillen-Zerkleinerungsvorrichtung
2. 1 Satz AC/DC-Adapter und Netzkabel
3. wiederaufladbarer Li-Ion-Akku
4. 1 Getränkehalter
5. 100 Einweg-Zerkleinerungsbecher

Erstmalige Verwendung und Einrichtung:

1. Nehmen Sie eCrush aus der Transportverpackung und überprüfen Sie die Oberfläche, um sicherzustellen, dass keine sichtbaren Schäden vorhanden sind, bevor Sie es verwenden.
2. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel mit dem mitgelieferten Mini-Schraubendreher. Ein isoliertes Kabel mit einem im Batteriefach montierten Stecker ist nun sichtbar. Legen Sie den wiederaufladbaren Li-Ion-Akku ein und verbinden Sie ihn mit dem Anschluss auf der Innenseite. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.
3. Schließen Sie die Zerkleinerungsvorrichtung mit Hilfe des AC/DC-Adapters an die Stromquelle an. Die Nennleistung beträgt 100-240V AC50/60Hz. Das Gerät wird jetzt aufgeladen.
4. eCrush kann entweder mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku oder einem AC/DC-Netzteil verwendet werden. Wenn Sie den Akku nicht benutzen, trennen Sie ihn bitte vom Gerät und nehmen Sie ihn heraus.
5. Drücken Sie die rechteckige OPEN-Taste, um den Deckel zu öffnen.
6. Setzen Sie den Becherhalter in das Gerät ein.
7. Stellen Sie den Einwegbecher mit dem Medikament in den Becherhalter.
8. Stellen Sie einen weiteren Einwegbecher auf das Medikament. Sie verwenden IMMER 2 Tassen mit dem Medikament dazwischen pro Mahlzeit.
9. Schließen Sie den Deckel.
10. Drücken Sie die rechte Taste, um das Gerät einzuschalten.
11. Drücken Sie die linke Taste, um die Zerkleinerung zu starten. Der Zerkleinerungsvorgang dauert etwa 22/23 Sekunden.
12. Drücken Sie die OPEN-Taste, um den Deckel zu öffnen und die Tassen und den Tassenhalter zu entnehmen.
13. Nehmen Sie die Tassen aus der Halterung. Prüfen Sie vor der Verabreichung des Medikaments auf sichtbare Verunreinigungen.

Button indications:

Schaltfläche	Mit Batteriestrom	Wenn eingesteckt
Ein-/Ausschalttaste	Schlaf: Alle LEDs sind aus. Aktiviert/Betriebsbereit: LED leuchtet blau. Während der Zerkleinerung: LED leuchtet blau.	Schlaf: Alle LEDs sind aus Aufladen: LED leuchtet rot Vollständig aufgeladen: LED leuchtet blau
Zerkleinerungs-knopf	Schlaf: Alle LEDs sind aus. Aktiviert/Betriebsbereit: LED leuchtet grün. Während der Zerkleinerung: LED blinkt grün. Zerkleinerungs-ERROR/ Batteriebestand <25%: Die Batterie-LED blinkt rot.	Schlaf: Alle LEDs sind aus. Aktiviert/Betriebsbereit: LED leuchtet grün. Während der Zerkleinerung: LED blinkt grün. Zerkleinerungs-ERROR: LED leuchtet rot.

Anzeige des Batteriestands:

Status	LED-Anzeige	Einzelheiten
1. Schlaf	Schlaf: Alle LEDs sind aus.	Nicht anwendbar
2. Aktiviert/ Betriebsbereit	1. Batteriebestand <25%: Die Batterie-LED blinkt rot. 2. Batteriebestand >25%: Anzeige des ermittelten Prozentsatzes.	Wenn innerhalb von 90 Sekunden keine Bedienung oder Aufladung erfolgt, wechselt es in den SLEEP-Status. Zwischen 25% und 35%: 1 Batterie-LED leuchtet grün. Zwischen 36% und 55%: 2 Batterie-LEDs leuchten grün. Zwischen 56% und 75%: 3 Batterie-LEDs leuchten grün. Zwischen 76% und 100%: 4 Batterie-LEDs leuchten grün. Wenn innerhalb von 90 Sekunden keine Bedienung oder Aufladung erfolgt, wechselt es in den SLEEP-Status. Alle LEDs sind aus.
3. Während der Zerkleinerung	1. Batteriebestand <25%: Die Batterie-LED blinkt rot. 2. Batteriebestand >25%: Anzeige des ermittelten Prozentsatzes	Bei Batteriebetrieb ist die Quetschfunktion ausgeschaltet. Wenn der Stecker eingesteckt ist, ist die Quetschfunktion eingeschaltet. Wenn innerhalb von 90 Sekunden keine Bedienung oder Aufladung erfolgt, wechselt es in den SLEEP-Status. Alle LEDs sind aus. Wie bei #2.2 oben.
4. Aufladen	1. Wenn der Stecker eingesteckt ist, blinken alle 4 Batterie-LEDs der Reihe nach. 2. Automatische Überprüfung des Batteriebestandes nach Ablauf von fünf Zyklen von #4.1.	Nicht anwendbar Die entsprechenden LEDs leuchten für den erkannten Batteriebestand zwei Sekunden lang in GRÜN. Zum Beispiel leuchten die beiden linken LEDs zwei Sekunden lang GRÜN, wenn ein Füllstand von 50% erkannt wird. Alle LEDs sind grün.
	3. Wiederholen Sie #4.1 und 4.2, bis die Batterie vollständig geladen ist.	Wenn innerhalb von 90 Sekunden keine Bedienung oder Aufladung erfolgt, wechselt es in den SLEEP-Status. Alle LEDs sind aus.

Wie reinigen:

Trennen Sie die Stromquelle. Wischen Sie die Oberflächen des Geräts mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab. Verwenden Sie für eine zweite Reinigung trockenes Papier oder ein Tuch. Der Becherhalter kann mit Wasser gewaschen und mit einem trockenen Tuch abgewischt werden. Es wird dringend empfohlen, das Gerät nach dem Gebrauch zu reinigen, um zu verhindern, dass Verunreinigungen oder Pulver in die mechanische Baugruppe gelangen, die zu Fehlfunktionen führen können.

Verwendungszweck:

eCrush™ wurde ausschließlich für die Zerkleinerung von Medikamenten entwickelt. Verwenden Sie dieses Gerät und sein Zubehör nicht für andere Zwecke. Wird das Gerät oder sein Zubehör für andere Zwecke verwendet, erlischt die Garantie. Konsultieren Sie immer zuerst Ihren Arzt, bevor Sie Medikamente zerkleinern. Nicht alle Medikamente dürfen zerkleinert werden.

Allgemeine Sicherheitsinformationen:

Halten Sie den eCrush™ von Kindern fern. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn Sie anfällige Schäden feststellen. Konsultieren Sie vor dem Zerkleinern von Medikamenten mit eCrush™ zunächst Ihren Arzt. Reparaturen sollten immer von qualifizierten Technikern oder unseren offiziellen Vertretern durchgeführt werden. Stellen Sie das Gerät immer auf eine flache, stabile Unterlage. Öffnen Sie den Deckel nicht während des Zerkleinerens. eCrush™ sollte bei Raumtemperatur und in einer sauberen Umgebung verwendet werden. Verwenden Sie den eCrush™ in einem gut beleuchteten Raum, um Unfälle zu vermeiden. Die Zerkleinerungsbecher sind Einwegbecher und können einmal verwendet werden.

Service und Wartung:

Für Reparaturen und den Austausch von Teilen muss der eCrush™ an Rushwood B.V. oder Ihren regionalen Händler zurückgeschickt werden. Nach der Reparatur oder dem Austausch sollten Sie das Gerät immer probeweise benutzen. Wenn Sie sich unsicher sind, benutzen Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler, um Hilfe zu erhalten.

Garantie:

Standardmäßig 2 Jahre beschränkte Garantie. Bei normalem Gebrauch und unter normalen Bedingungen garantiert der Hersteller, dass dieses Produkt für zwei (2) Jahre ab dem ursprünglichen Rechnungsdatum frei von Qualitäts- und Materialfehlern ist. Werden die Einweg-Brechbecher wiederverwendet oder Becher einer anderen Marke verwendet, erlischt die Garantie. Die Versand- und Bearbeitungsgebühren sind vom Kunden zu tragen. Der Hersteller erklärt sich bereit, während der Garantiezeit nach eigenem Ermessen Materialfehler zu beheben oder im Austausch kostenlos ein gleichwertiges Produkt zu liefern, das nachgebessert oder aufgearbeitet wurde. Die Kosten für Versand, Bearbeitung, Verpackung, Rücksendepo und Versicherung gehen zu Lasten des Kunden. Eine solche Reparatur unterliegt der Überprüfung des Defekts oder der Fehlfunktion und dem Kaufnachweis, der durch die Angabe der Modellnummer auf dem datierten Original-Kaufbeleg bestätigt wird.

Ausschluss von der Garantie:

Missbrauch oder das Gerät wurde für andere Zwecke verwendet. Defekte und Fehlfunktionen, die durch nicht autorisierte Reparaturen oder

Änderungen verursacht wurden. Betriebsanleitung/Benutzerhandbuch wurde nicht befolgt. Schäden und Fehlfunktionen, die durch Unfälle, Missbrauch, Fahrlässigkeit, unvorsichtige Handhabung, abnormale Spannungsversorgung, Stromunterbrechungen oder andere Ereignisse außerhalb der Kontrolle des Unternehmens verursacht werden. Normale Abnutzung und Verschleiß. Gilt nicht für Zubehör und Ersatzteile.

Technische Daten:

Stromversorgung	Technische Daten
Eingang (Leistung)	Power Supply AC/DC Adaptor, 100-240V~, 50/60Hz DC 18V 5.5A
Batterie	Li-ion 14.8V 4400mAh
Zerkleinerungszykluszeit	22 + 1 Sekunden
Ungefähre Zerkleinerungszyklen	100.000 Mal
Material des Zerkleinerungsbechers	Lebensmittelgerechtes Polypropylen
Crushing cup volume	30 ml
Max. Weight of pills per crush	≤ 4 Gramm
Abmessungen (cm)	191,5 (L) x 147 (B) x 194 (H)
Gewicht (kg)	3,82

Bandbreite der Einsatzbedingungen:

- Temperaturbereich: 5 bis 40 °C.
- Höhenlage: weniger als 2000 Meter.
- Relative Luftfeuchtigkeit: weniger als 80% bei Temperaturen unter 31 °C, lineare Abnahme auf 50% bei 40 °C.
- Grad der Verschmutzung: 2.
- Nicht in einer feuchten Umgebung verwenden.

AC/DC-Netzteil:

- Verwenden Sie nur den Adapter, der dem Gerät in der Verpackung beiliegt.
- Der Hersteller/Vertreiber übernimmt keine rechtliche Verantwortung für Schäden oder Unfälle, die durch andere Adapter verursacht werden.
- Kaufen Sie Ersatz-AC/DC-Adapter nur bei unseren autorisierten Händlern.
- Verwenden Sie den AC/DC-Adapter nicht, wenn er beschädigt ist.
- Benutzen Sie das Gerät, den Li-Ion-Akku, den AC/DC-Adapter oder den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Do not use the machine, Li-Ion battery, AC/DC adaptor or plug with wet hands.
- Wenn das Produkt auf eine Weise verwendet wird, die nicht von Rushwood B.V. vorgegeben ist, kann der Schutz des Geräts beeinträchtigt werden.
- Stellen Sie den AC/DC-Adapter so auf, dass er leicht von der Steckdose getrennt werden kann.

Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku:

- Verwenden Sie nur den Li-Ion-Akku, der dem Gerät in der Verpackung beiliegt.
- Der Hersteller/Vertreiber übernimmt keine rechtliche Verantwortung für Schäden oder Unfälle, die durch andere Batterien verursacht werden.
- Kaufen Sie die wiederaufladbaren Li-Ion-Akkus nur bei unseren autorisierten Händlern.
- Verwenden Sie den Li-Ion-Akku nicht, wenn er beschädigt ist.
- Trennen Sie den Li-Ion-Akku vom Akkufach und nehmen Sie ihn heraus, wenn Sie das Gerät nur mit dem AC/DC-Netzteil betreiben wollen.
- Der wiederaufladbare Li-Ion-Akku MUSS während des Transports abgeklemt werden.
- Der wiederaufladbare Li-Ion-Akku garantiert 500 Ladezyklen bei optimaler Leistung. Danach nimmt die Ladekapazität ab.



Rushwood B.V.
Ottergeerde 30
NL - 4941 VM Raamsdonksveer
Nederland