



Electronic Crushing of medication

eCrush™ kasutusjuhend

Mudeli number RW01

Enne kasutamist lugege alati

käesolevat kasutusjuhendit.

EN eCrush™ on lihtsalt kasutatav, usaldusväärne ja kergesti puhastatav elektrooniline pillide purustaja. Õigesti kasutatuna on eCrush™ mõeldud ~100.000 purustuseks.

Palun kontrollige kõiki pakendis olevaid osi:

1. eCrush™ Elektrooniline pillide purustusseade
2. 1 komplekt AC/DC adapterit ja toitejuhet
3. 1 laetav Li-ion aku
4. 1 kruvikeeraja
5. 1 tassihoidja
6. 100 ühekordselt kasutatavat purustuskarpi

First time use and set up:

1. Võtke eCrush transpordipakendist välja ja kontrollige enne kasutamist selle pinda, et see ei oleks visuaalselt kahjustatud. **2.** Avage akukate kaasasoleva minikruvikeeraja abil. Nüüd on nähtav isoleeritud juhe koos pistikuga, mis on kokku pandud patareipesa sees. Pange laetav Li-ion aku sisse ja ühendage see sisemise pistiku abil. Sulgege akukate. **3.** Ühendage purustusseade vooluallikaga, kasutades AC/DC adapterit. Võimsus on 100–240V AC50/60Hz. Masin on nüüd laadimises. **4.** eCrush'i saab kasutada kas laetava Li-ion aku või ainult AC/DC adapteriga. Kui te ei kasuta akut, ühendage see masinast lahti ja võtke välja. **5.** Vajutage kaane avamiseks riskikülkukujulisele nupule OPEN. **6.** Asetage tassihoidja masina sisse. **7.** Asetage ühekordselt kasutatav purustustass koos ravimiga tassihoidikusse. **8.** Asetage teine ühekordselt kasutatav tass ravimi peale. Te kasutate ALATI 2 tassi koos ravimiga vahepeal ühe purustamise kohta. **9.** Sulgege kaas. **10.** Masina sisselülitamiseks vajutage parempoolset nuppu. **11.** Purustamise alustamiseks vajutage vasakule nupule. Purustamisprotsess võtab aega umbes 22/23 sekundit. **12.** Vajutage nuppu OPEN, et avada kaas ja eemaldada tassid ja tassihoidja. **13.** Võtke tassid hoidjast välja. Enne ravimi manustamiskontrollide visuaalset saastumist.

Nupu tähised:

Nupp	Akutoitel	Kui see on ühendatud
Sisse/välja lülitamise nupp	Magada: Kõik LEDid on välja lülitatud Aktiveeritud/ kasutusvalmis: LED on sinine Purustamise ajal: LED on sinine Purustav VIGA: LED on punane	Magada: Kõik LEDid on välja lülitatud Laadimine: LED on punane Täielikult laetud: LED on sinine Aktiveeritud / kasutusvalmis: LED on sinine Purustamise ajal: LED on sinine Purustav VIGA: LED on punane
Purustusnupp	Magada: Kõik LEDid on välja lülitatud Aktiveeritud/valmis töötama: LED on roheline Purustamise ajal: LED vilgub roheliselt Aku tase <25%: Aku LED vilgub punaselt.	Magada: Kõik LEDid on välja lülitatud Aktiveeritud/valmis töötama: LED on roheline Purustamise ajal: LED vilgub roheliselt Purustav VIGA: LED on punane

Aku taseme näidikud:

Staatus	LED-ekraan	Oksikasjad
1. Magada	Magada: Kõik LEDid on välja lülitatud	Ei kohaldata
2. Aktiveeritud/ kasutusvalmis	1. Aku tase <25%: Aku LED vilgub punaselt.	Kui 90 sekundi jooksul ei toimu ühtegi toimingut või laadimist, lülitub seade olekusse SLEEP. Kõik LEDid on välja lülitatud.
	2. Aku tase >25%: Avastatud protsendi kuvamine	25-35%: 1 aku LED on roheline 36% kuni 55%: 2 aku valgusdiodi on rohelised 56% kuni 75%: 3 aku valgusdiodi on rohelised 76% kuni 100%: 4 aku valgusdiodi on rohelised IKui 90 sekundi jooksul ei toimu ühtegi toimingut või laadimist, lülitub seade olekusse SLEEP. Kõik LEDid on välja lülitatud
3. Purustamise ajal	1. Aku tase <25%: Aku LED vilgub punaselt.	Kui seade on akutoitel, on purustamise funktsioon välja lülitatud. Kui seade on ühendatud, on purustusfunktsioon sisse lülitatud. Kui 90 sekundi jooksul ei toimu ühtegi toimingut või laadimist, lülitub seade olekusse SLEEP. Kõik LEDid on välja lülitatud.
	2. Aku tase >25%: Avastatud protsendi kuvamine	Sama, mis eespool punktis 2.2.
4. Laadimine	1. Kui aku on ühendatud, vilguvad kõik 4 aku valgusdiodi ükshaaval	Ei kohaldata
	2. Automaatne aku taseme kontroll pärast viie tsükli täitmist punktis 4.1.	Vastavad valgusdiodid põlevad kaks sekundit roheliselt tuvastatud aku tasemele. Näiteks kaks vasakpoolset LED-i põlevad kaks sekundit ROHELISELT, kui on tuvastatud 50% tase.
	Korrake toiminguid #4.1 ja 4.2, kuni aku on täielikult laetud.	Kõik neli LED-tuli põlevad ROHELISELT.
	4. Täielikult laetud	Kui 90 sekundi jooksul ei toimu ühtegi toimingut või laadimist, lülitub seade olekusse SLEEP. Kõik LEDid on välja lülitatud.

Kuidas puhastada:

Ühendage vooluallikas lahti. Pühkige seadme pinnad kuiva või kergelt märja lapiga. Teiseks puhastamiseks kasutage kuiva paberit või lappi. Tassihoidjat võib pesta veega ja pühkida kuiva lapiga. Pärast kasutamist on tungival soovitatav seadet puhastada, et vältida saastumist, pulbri sattumist mehaanilise koostu sisse, mis võib põhjustada talitlushäireid.

Kavandatav kasutusviis:

eCrush™ on välja töötatud ainult ravimite purustamiseks. Ärge kasutage seda seadet ja selle lisaseadmeid muudel eesmärkidel. Kui seadet või selle tarvikuid kasutatakse muul otstarbel, kaotab garantii kehtivuse. Enne ravimi purustamist pidage alati esmalt nõu oma arstiga. Kõiki ravimeid ei tohi purustada.

Üldine ohutusala teave:

Hoidke eCrush™ lastest eemal. Lõpetage seadme kasutamine, kui täheldatakse tundlikke kahjustusi. Enne ravimite purustamist eCrush™-iga konsulteerige esmalt oma arstiga. Remonti peavad alati teostama kvalifitseeritud tehnikud või meie ametlikud esindajad. Asetage seade alati tasasele ja kindlale pinnale. Ärge avage kaane purustamise ajal. eCrush™-i tuleks kasutada toatemperatuuril ja puhtas keskkonnas. Kasutage eCrush™-i hästi valgustatud ruumis, et vältida õnnetusi. Purustustassid on ühekordsed ja neid saab kasutada ühe korra.

Teenindus ja hooldus:

Osade parandamiseks ja asendamiseks tuleb eCrush™ tagastada Rushwood B.V.-le või teie piirkondlikule turustajale. Pärast parandamist või asendamist kontrollige seadet alati proovikasutusega. Kui teil on ebakindlus, ärge kasutage seadet ja võtke abi saamiseks ühendust oma edasimüüjaga.

Garantii:

Standardne 2-aastane piiratud garantii. Tootja tagab, et see toode ei sisalda kvaliteedi- ja materjalivigu tavapärase kasutamise korral ja tingimustel kahe (2) aasta jooksul alates arve algsest kuupäevast. Kui ühekordselt kasutatavaid purustuskarpe kasutatakse uuesti või kasutatakse mõne muu kaubamärgi karpe, kaotab garantii kehtivuse. Kohaletoimetamise ja käitlemise tasu maksab klient. Tootja kohustub garantiiperioodi jooksul oma valikul parandama mis tahes materjali defektid või tarnima tasuta samaväärse väärtusega ümberehitatud või remonditud toote. Klient tasub saatmise, käitlemise, pakkimise, tagastamise postikulu ja kindlustuse eest. Sellise remondi eelduseks on defekti või talitlushäire kontrollimine ja ostutõendi esitamine, mida kinnitab mudeli number originaalkviitungil, mis on dateeritud.

Garantii välistamine:

Väärkasutamine või seadme kasutamine muul eesmärgil. Ebaseaduslikust remondist või muudatusest põhjustatud defektid ja talitlushäired. Kasutusjuhendit/ kasutusjuhendit ei ole järgitud. Kahjustused ja talitlushäired, mis on põhjustatud õnnetustest, väärkasutamisest, hooletusest, hooletust käitlemisest, ebatavalisest pingearvustusest, elektrikatkestustest või muudest ettevõtte kontrolli alt väljuvatest sündmustest. Tavaline kulumine. Ei kohaldata tarvikute ja varuosade suhtes.

Tehnilised andmed:

Toiteallikas	Tehnilised andmed
Sisend (võimsus)	AC/DC adapter, 100–240V, 50/60Hz
Aku	Li-ion 14.8V4400mAh
Purustustsükli aeg	22 +1 sekundit
Ligikaudsed purustustsüklid	100.000 korda
Purustuskarika materjal	Toiduaineklassi polüpropüleenist
Purustustassi maht	30 ml
Max. Pillide kaal purustamise kohta	≤ 4 grammi
Mõõtmised (cm)	191,5 (pikkus) x 147 (laius) x 194 (kõrgus)
Kaal (kg)	3,82

Kasutustingimuste ulatus:

- Temperatuurivahemik: 5 kuni 40 °C
- Kõrgus merepinnast: alla 2000 meetri
- Suhteline õhuniiskus: alla 80% temperatuuril alla 31 °C, väheneb lineaarselt 50%-ni 40 °C juures.
- Reostuse tase: 2.
- Ärge kasutage märjas keskkonnas.

AC/DC adapter:

- Kasutage ainult seadme pakendiga kaasasolevat adapterit.
- Tootja/tarnija ei kannu mingit õiguslikku vastutust teiste adapterite põhjustatud kahjustuste või õnnetuste eest.
- Ostke vahetus AC/DC adapter ainult meie volitatud edasimüüjalt.
- Ärge kasutage AC/DC adapterit, kui on täheldatud kahjustusi.
- Ärge kasutage masinat, Li-ion akut, AC/DC adapterit või pistikut märgade kätega.
- Kui toodet kasutatakse viisil, mida Rushwood B.V. ei ole kindlaks määranud, võib masina pakutav kaitse kahjustada.
- Asetage AC/DC-adapter nii, et seda oleks lihtne pistikupesast lahti ühendada.

Laetav Li-ion aku:

- Kasutage ainult seadme pakendiga kaasasolevat Li-ion akut.
- Tootja/jaemüüja ei kannu mingit õiguslikku vastutust teiste akude põhjustatud kahjustuste või õnnetuste eest.
- Ostke varuakut ainult meie volitatud edasimüüjalt.
- Ärge kasutage Li-ion akut, kui on täheldatud kahjustusi.
- Ühendage Li-ion aku lahti ja eemaldage see akupesast, kui soovite masinat kasutada ainult vahelduvvoolu/alalisvoolu adapteri abil.
- Laetav Li-ion aku PEAB olema transpordi ajal lahti ühendatud.
- Laetav Li-ion aku tagab 500 laadimistsükli optimaalse jõudlusega.
- Pärast seda väheneb laadimisvõimsus.