



Electronic Crushing of medication

Manuel de l'utilisateur eCrush™

Numéro de modèle RW01
Lisez toujours ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser.

FR eCrush™ est un broyeur de pilules électronique facile à utiliser, fiable et facile à nettoyer. Lorsqu'il est utilisé correctement, eCrush™ est conçu pour rendre ~100.000 écrasements.

Veuillez vérifier toutes les pièces dans l'emballage:

- 1 eCrush™ Dispositif électronique de broyage de pilules
- 2 jeu d'adaptateurs AC/DC et de cordons d'alimentation
- 1 batterie Li-Ion rechargeable
- 1 tournevis
- 1 porte-gobelet
- 100 disponible crushing cups

Première utilisation et mise en place:

1. Sortez eCrush™ de son emballage de transport et vérifiez sa surface pour vous assurer qu'elle n'est pas endommagée avant de l'utiliser. 2. Ouvrez le couvercle de la batterie à l'aide du mini-tournevis fourni. Un fil isolé avec un connecteur assemblé à l'intérieur du compartiment de la batterie est maintenant visible. Insérez la batterie rechargeable Li-Ion et connectez-la au connecteur situé à l'intérieur. Fermez le couvercle de la batterie. 3. Connectez le dispositif d'écrasement à la source d'alimentation à l'aide de l'adaptateur AC/DC. La puissance nominale est de 100-240V AC50/60Hz. L'appareil est en train de se recharger. 4. eCrush™ peut être utilisé soit avec une batterie Li-Ion rechargeable, soit avec un adaptateur AC/DC. Si vous n'utilisez pas la batterie, veuillez la déconnecter de la machine et la retirer. 5. Appuyez sur la touche rectangulaire OPEN pour ouvrir le couvercle. 6. Placez le porte-gobelet à l'intérieur de la machine. 7. Placez le gobelet d'écrasement jetable contenant le médicament dans le porte-gobelet. 8. Placez un autre gobelet jetable sur le médicament. Il faut TOUJOURS utiliser 2 tasses avec le médicament entre les deux par écrasement. 9. Fermer le couvercle. 10. Appuyez sur le bouton droit pour mettre la machine en marche. 11. Appuyez sur le bouton gauche pour démarrer le broyage. Le processus de broyage dure environ 22/23 secondes. 12. Appuyez sur la touche OPEN pour ouvrir le couvercle et retirer les tasses et le porte-gobelet. 13. Retirer les gobelets de leur support. Vérifier l'absence de contamination visuelle avant l'administration du médicament.

Indications des boutons:

Bouton	Sur batterie	Lorsqu'il est branché
Bouton marche/arrêt	Veille : Tous les voyants sont éteints Activé/ Prêt à fonctionner: La LED est bleue Pendant le broyage: La LED est bleue Écrasement ERREUR: La LED est rouge	Veille : Tous les voyants sont éteints Chargement: La LED est rouge Fully charged: LED is on in BLUE. Chargement complet: La LED est bleue Pendant le broyage: La LED est bleue Écrasement ERREUR: La LED est rouge
Bouton d'écrasement	Veille : Tous les voyants sont éteints Activé/ Prêt à fonctionner: La LED est verte Pendant le broyage: La LED clignote en vert. Écrasement ERREUR de Battery level <25%: Battery LED clignote en rouge	Veille : Tous les voyants sont éteints Activé/ Prêt à fonctionner: La LED est verte Pendant le broyage: La LED clignote en vert. Écrasement ERREUR: La LED est rouge

Battery Level Display Indications:

État	Affichage LED	Détails
1. Sommeil	Veille : Tous les voyants sont éteints	Sans objet
2. Activé/ Prêt à fonctionner	1. Niveau de la batterie >25%: Affichage du pourcentage détecté	S'il n'y a pas d'opération ou de chargement dans les 90 secondes, l'appareil passe en état de VEILLE.
	2. Niveau de la batterie <25%: Le voyant de la batterie clignote en rouge	Entre 25% et 35%: 1 LED de la batterie est verte Entre 36% et 55%: 2 diodes de la batterie sont vertes Entre 56% et 75%: 3 diodes de la batterie sont vertes Entre 76% et 100%: 4 diodes de la batterie sont vertes S'il n'y a pas d'opération ou de chargement dans les 90 secondes, l'appareil passe en état de VEILLE.
3. Pendant le broyage	1. Niveau de la batterie <25%: Le voyant de la batterie clignote en rouge.	Si l'appareil est alimenté par des piles, la fonction de broyage est désactivée. Lorsqu'il est branché, les 4 LED de la batterie clignotent une à une. S'il n'y a pas d'opération ou de chargement dans les 90 secondes, l'appareil passe en état de VEILLE.
	2. Battery level ≥25%: Display the detected percentage	Identique au point 2.2 ci-dessus.
4. Chargement	1. Lorsqu'il est branché, la fonction de broyage est activée.	Sans objet
	2. Vérification automatique du niveau de la batterie après cinq cycles du point 4.1.	Les DEL correspondantes s'allument en VERT pendant deux secondes pour le niveau de batterie détecté. Par exemple, les deux DEL de gauche s'allument en VERT pendant deux secondes si un niveau de 50% est détecté.
	3. Répétez les points 4.1 et 4.2 jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.	Les 4 LED sont allumées en VERT.
	4. Chargement complet	S'il n'y a pas d'opération ou de chargement dans les 90 secondes, l'appareil passe en état de VEILLE.

Comment nettoyer:

Déconnecter la source d'alimentation. Essuyez les surfaces de l'appareil avec un chiffon sec ou humide. Utilisez du papier sec ou un chiffon pour un second nettoyage. Le porte-gobelet peut être lavé à l'eau et essuyé avec un chiffon sec. Il est fortement conseillé de nettoyer l'appareil après utilisation afin d'éviter toute contamination, toute pénétration de poudre à l'intérieur de l'assemblage mécanique, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement.

Utilisation prévue:

eCrush™ est développé pour l'écrasement de médicaments uniquement. N'utilisez pas cet appareil et ses accessoires à d'autres fins. Si l'appareil ou ses accessoires sont utilisés à d'autres fins, la garantie sera annulée. Consultez toujours votre médecin avant d'écraser un médicament. Tous les médicaments ne peuvent pas être écrasés. Informations générales

Sur la sécurité:

Gardez l'eCrush™ hors de portée des enfants. Cessez d'utiliser l'appareil si vous constatez une détérioration sensible. Consultez d'abord votre médecin avant d'écraser des médicaments avec eCrush™. Les réparations doivent toujours être effectuées par des techniciens qualifiés ou par nos représentants officiels. Placez toujours l'appareil sur une surface plane et stable. Ne pas ouvrir le couvercle pendant le broyage. eCrush™ doit être utilisé à température ambiante et dans un environnement propre. Utilisez l'eCrush™ dans une pièce bien éclairée pour éviter les accidents. Les gobelets d'écrasement sont jetables et ne peuvent être utilisés qu'une seule fois.

Service et maintenance:

Pour les réparations et les remplacements de pièces, l'eCrush™ doit être renvoyé à Rushwood B.V. ou à votre distributeur régional. Après une réparation ou un remplacement, vérifiez toujours l'appareil en l'essayant. En cas d'incertitude, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre distributeur pour obtenir de l'aide.

Garantie:

Garantie limitée standard de 2 ans. Dans des conditions d'utilisation normales, le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de qualité et de matériaux pendant deux (2) ans à compter de la date de la facture d'origine. Si les gobelets d'écrasement jetables sont réutilisés ou si des gobelets d'une autre marque sont utilisés, la garantie sera annulée. Les frais d'expédition et de manutention sont à la charge du client. Le fabricant s'engage, à son choix, pendant la période de garantie, à réparer tout défaut matériel ou à fournir en échange un produit reconstruit ou remis à neuf de valeur égale, sans frais. Les frais d'expédition, de manutention, d'emballage, de retour et d'assurance sont à la charge du client. Cette réparation est soumise à la vérification du défaut ou du dysfonctionnement et à la preuve d'achat, confirmée par l'indication du numéro de modèle sur le ticket de caisse original et daté.

Exclusions de la garantie:

Mauvaise utilisation ou utilisation du dispositif à d'autres fins Défauts et dysfonctionnements causés par une réparation ou une modification non autorisée. Les directives d'utilisation/le manuel de l'utilisateur n'ont pas été respectées. Dommages et dysfonctionnements causés par des accidents, une mauvaise utilisation, une négligence, une manipulation imprudente, une tension d'alimentation anormale, des coupures de courant ou d'autres événements indépendants de la volonté de l'entreprise. Usure normale. Ne s'applique pas aux accessoires et aux pièces détachées.

Spécifications techniques:

Alimentation électrique	Technical Specifications
Entrée (puissance)	Alimentation électrique Adaptateur AC/DC, 100-240V, 50/60Hz DC 18V 5,5A
Batterie	Li-ion 14.8V 4400mAh
Durée du cycle de broyage	22 +1 secondes
Cycles d'écrasement approximatifs	100.000 fois
Matériau de la coupelle de broyage	Polypropylène de qualité alimentaire
Volume de la coupelle de broyage	30 ml
Max. poids des pilules par écrasement	≤ 4 grammes
Dimensions (cm)	191.5 (L) x 147 (W) x 194 (H)
Poids (kg)	3,82

Gamme de conditions d'utilisation:

- Plage de température : 5 à 40 °C
- Altitude : moins de 2000 mètres
- Humidité relative : moins de 80% pour des températures inférieures à 31 °C, diminution linéaire jusqu'à 50% à 40 °C.
- Degré de pollution: 2.
- Ne pas utiliser dans un environnement humide.

Adaptateur AC/DC:

- N'utilisez que l'adaptateur fourni dans l'emballage de l'appareil.
- Le fabricant/distributeur n'assume aucune responsabilité légale en cas de dommages ou d'accidents causés par d'autres adaptateurs.
- N'achetez l'adaptateur AC/DC de remplacement qu'auprès de nos distributeurs agréés.
- Ne pas utiliser l'adaptateur AC/DC s'il est endommagé.
- Ne pas utiliser l'appareil, la batterie Li-Ion, l'adaptateur AC/DC ou la prise avec des mains mouillées.
- Si le produit est utilisé d'une manière non spécifiée par Rushwood B.V., la protection fournie par la machine peut être compromise.
- Placez l'adaptateur CA/CC de manière à ce qu'il soit facile à débrancher de la prise de courant.

Batterie rechargeable Li-Ion:

- N'utilisez que la batterie Li-Ion fournie dans l'emballage de l'appareil.
- Le fabricant/distributeur n'assume aucune responsabilité légale en cas de dommages ou d'accidents causés par d'autres piles.
- N'achetez la batterie rechargeable Li-Ion de remplacement qu'auprès de nos distributeurs agréés.
- Ne pas utiliser la batterie Li-Ion si elle est endommagée.
- Déconnectez et retirez la batterie Li-Ion du compartiment à batterie si vous souhaitez utiliser la machine uniquement avec l'adaptateur CA/CC.
- La batterie rechargeable Li-Ion DOIT être déconnectée pendant le transport.
- La batterie rechargeable Li-Ion garantit 500 cycles de charge avec des performances optimales.
- La capacité de charge diminuera ensuite.



Rushwood B.V.
 Ottergeerde 30
 NL - 4941 VM Raamsdonksveer
 Nederland