



Electronic Crushing of medication

eCrush™ felhasználói kézikönyv

Modellszám RW01
Használat előtt mindig olvassa el ezt a használati útmutatót.

HU Az eCrush™ egy könnyen használható, megbízható és könnyen tisztítható elektronikus tablettatörő. Megfelelő használat esetén az eCrush™ ~100.000 zúzást képes elvégezni.

Kérjük, ellenőrizze a csomagolásban található összes alkatrészt:

1. eCrush™ Elektronikus tablettatörő készülék
2. 1 készlet AC/DC adapter és tápkábel
3. 1 újratölthető Li-ion akkumulátor
4. 1 csavarhúzó
5. 1 pohártartó
6. 100 eldobható zúzó pohár

Első használat és beállítás:

1. Vegye ki az eCrush készüléket a szállítócsomagolásból, és használat előtt ellenőrizze a felületét, hogy nincs-e rajta látható sérülés. **2.** A mellékelt mini csavarhúzóval nyissa ki az elemfedelel. Most már látható egy szigetelt vezeték az elemtartó rekesz belsejébe szerelt csatlakozóval. Helyezze be az újratölthető Li-ion akkumulátort, és csatlakoztassa a belső oldalon lévő csatlakozóval. Csukja be az elemtartó fedelet. **3.** Csatlakoztassa a zúzókészüléket az AC/DC adapter segítségével az áramforráshoz. A névleges teljesítmény 100–240V AC50/60Hz. A gép most töltődik. **4.** az eCrush kizárólag újratölthető Li-ion akkumulátorral vagy AC/DC adapterrel használható. Ha nem használja az akkumulátort, kérjük, válassza le a készülékről és vegye ki. **5.** Nyomja meg a téglalap alakú OPEN gombot a fedél kinyitásához. **6.** Helyezze a pohártartót a gép belsejébe. **7.** Helyezze az eldobható zúzókelyhet a gyógyszerrel a pohártartóba. **8.** Helyezzen egy másik eldobható poharat a gyógyszer tetejére. MINDIG 2 csészényit használjon a gyógyszerrel együtt, zúzásonként. **9.** Csukja be a fedelet. **10.** Nyomja meg a jobb oldali gombot a gép bekapcsolásához. **11.** Nyomja meg a bal gombot a zúzás megkezdéséhez. A zúzási folyamat körülbelül 22/23 másodpercig tart. **12.** Nyomja meg az OPEN gombot a fedél kinyitásához és a poharak és a pohártartó eltávolításához. **13.** Vegye ki a poharakat a tartóból. A gyógyszer beadása előtt ellenőrizze a vizuális szennyeződést.

Gombok jelzései:

Gomb	Akkumulátoros üzemmódban	Becsatlakoztatva
be/ki kapcsoló gomb	Alvás: Minden LED ki van kapcsolva Aktíválva/működésre kész: A LED kék Zúzás közben: A LED kék Zúzó HIBA: A LED piros	Alvás: Minden LED ki van kapcsolva Töltés: A LED piros Teljesen feltöltve: A LED kék Aktíválva/működésre kész: A LED kék Zúzás közben: A LED kék Zúzó HIBA: A LED piros
zúzó gomb	Alvás: Minden LED ki van kapcsolva Aktíválva/működésre kész: A LED zöld Zúzás közben: LED villog Zöld Zúzó HIBA vagy Az akkumulátor töltöttségi szintje <25%: A LED PIROS fénnel világít.	Alvás: Minden LED ki van kapcsolva Aktíválva/működésre kész: A LED zöld Zúzás közben: LED villog Zöld Zúzó HIBA: A LED piros

Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése:

Állapot	LED kijelző	Részletek
1. Alvás	Alvás: Minden LED ki van kapcsolva	Nem alkalmazható
2. Aktiválva/működésre kész	1. Az akkumulátor töltöttségi szintje <25%: Az akkumulátor LED pirosan villog. 2. Az akkumulátor szintje >25%: Az észlelt százalékos érték kijelzése	Ha 90 másodpercen belül nem történik működés vagy töltés, akkor SLEEP állapotba kapcsol. Minden LED ki van kapcsolva 25% és 35% között: 1 akkumulátor LED zöld 36% és 55% között: 2 akkumulátor LED zöld 56% és 75% között: 3 akkumulátor LED zöld 76% és 100% között: 4 akkumulátor LED zöld Ha 90 másodpercen belül nem történik működés vagy töltés, akkor SLEEP állapotba kapcsol. Minden LED ki van kapcsolva
3. Zúzás közben	1. Az akkumulátor töltöttségi szintje <25%: Az akkumulátor LED pirosan villog. 2. Az akkumulátor szintje >25%: Az észlelt százalékos érték kijelzése	Ha akkumulátorról működik, a zúzás funkció ki van kapcsolva. Ha csatlakoztatva van, a zúzás funkció be van kapcsolva. Ha 90 másodpercen belül nem történik működés vagy töltés, akkor SLEEP állapotba kapcsol. Minden LED ki van kapcsolva
		Ugyanaz, mint a fenti #2.2.
4. Töltés	1. Ha be van dugva, mind a 4 akkumulátor LED egyenként villog	Nem alkalmazható
	2. Az akkumulátor töltöttségi szintjének automatikus ellenőrzése a 4.1. pont öt ciklusa után.	A megfelelő LED-ek két másodpercig ZÖLD színnel világítanak az érzékelt akkumulátorszintnek megfelelően. Például a bal oldali két LED két másodpercig ZÖLD színnel világít, ha 50%-os szintet érzékel.
	3. Ismétlje meg a #4.1 és 4.2 pontokat a teljes feltöltésig.	Mind a négy LED ZÖLDEN világít.
	4. Teljesen feltöltve	Ha 90 másodpercen belül nem történik működés vagy töltés, akkor SLEEP állapotba kapcsol. Minden LED ki van kapcsolva

Hogyan kell tisztítani:

Kapcsolja ki az áramforrást. Törölje át a készülék felületeit száraz vagy enyhén nedves ruhával. A második tisztításhoz használjon száraz papírt vagy ruhát. A pohártartó vízzel mosható és száraz ruhával törölhető. Használat után erősen ajánlott a készüléket megtisztítani, hogy a mechanikai egységbe kerülő szennyeződések, por ne kerüljön be, ami meghibásodáshoz vezethet.

Rendeltetésszerű használat:

az eCrush™ kizárólag gyógyszerek zúzására lett kifejlesztve. Ne használja ezt a készüléket és tartozékait más célokra. Amennyiben a készüléket vagy tartozékait más célra használják, a garancia érvényét veszti. A gyógyszerek összetörése előtt mindig konzultáljon először orvosával. Nem minden gyógyszert szabad összetörni.

Általános biztonsági információk:

Tartsa az eCrush™ készüléket gyermekektől távol. Hagyja abba a készülék használatát, ha bármilyen érzékeny sérülést észlel. A gyógyszerek eCrush™ segítségével történő aprítása előtt először konzultáljon orvosával. A javításokat mindig szakképzett technikusoknak vagy hivatalos képviselőinknek kell elvégezniük. A készüléket mindig sík, stabil felületre helyezze. Ne nyissa ki a fedelet zúzás közben. az eCrush™-t szobahőmérsékleten és tiszta környezetben kell használni. A balesetek elkerülése érdekében használja az eCrush™ készüléket jól megvilágított helyiségben. A zúzócsészék eldobhatóak és egyszer használhatóak.

Szerviz és karbantartás:

Az alkatrészek javításához és cseréjéhez az eCrush™ készüléket a Rushwood B.V.-nek vagy a regionális forgalmazónak kell visszaküldeni. A javítás vagy csere után mindig ellenőrizze a készüléket próbáuzemmel. Ha bármilyen bizonytalanság merül fel, kérjük, ne használja a készüléket, és forduljon a forgalmazóhoz segítségért.

Garancia:

Szabványos 2 év korlátozott garancia. Rendszeres használat és feltételek mellett a gyártó az eredeti számlázási dátumtól számított két (2) évig garantálja, hogy ez a termék nem tartalmaz minőségi és anyaghibákat. Ha az eldobható zúzókelyheket újra használják, vagy más márkájú poharakat használnak, a garancia érvényét veszti. A szállítási és kezelési költségeket az ügyfélnek kell fizetnie. A gyártó vállalja, hogy a jótállási időszak alatt saját választása szerint kijavítja az anyaghibákat, vagy díjmentesen cserébe azonos értékű újjáépített vagy felújított terméket biztosít. A vásárlót terhelik a szállítási, kezelési, csomagolási, visszaküldési és biztosítási költségek. A javítás feltétele a hiba vagy meghibásodás igazolása és a vásárlás igazolása, amelyet az eredeti keltezésű eladási bizonylaton szereplő modellszám feltüntetésével kell igazolni.

A garanciából való kizárás:

Visszaélésszerű használat vagy a készülék más célokra történő felhasználása Jogosulatlan javítás vagy módosítás által okozott hibák és üzemzavarok. Nem követték az üzemeltetési útmutatót/felhasználói kézikönyvet. Baleset, helytelen használat, hanyagság, gondatlan kezelés, rendellenes feszültségellátás, áramszünet vagy egyéb, a vállalaton kívül eső események által okozott károk és meghibásodások. Normál kopás. Nem vonatkozik a tartozékokra és pótalkatrészekre.

Technikai specifikációk:

Tápegység	Technikai specifikációk
Bemenet (teljesítmény)	AC/DC adapter, 100–240V, 50/60Hz
Akkumulátort	Li-ion 14.8V4400mAh
Zúzási ciklusidő	22 +1 másodperc
Hozzávetőleges zúzási ciklusok	100.000 alkalommal
Zúzócsésze anyaga	Élelmiszer minőségű polipropilén
Zúzócsésze térfogata	30 ml
Max. a tabletták tömege zúzásonként	≤ 4 gramm
Méret (cm)	191,5 (hosszúság) x 147 (szélesség) x 194 (magasság)
Tömeg (kg)	3,82

A felhasználási feltételek köre

- Hőmérséklet-tartomány: 5 és 40 °C között.
- Magasság: kevesebb mint 2000 méter.
- Relatív páratartalom: 31 °C alatti hőmérsékleten kevesebb mint 80%, 40 °C-on lineárisan 50%-ra csökken.
- Szennyezettségi fok: 2.
- Ne használja nedves környezetben.

AC/DC adapter:

- Csak a készülékhez a csomagolásban mellékelt adaptert használja.
- A gyártó/forgalmazó nem vállal jogi felelősséget a más adapterek által okozott károktól vagy balesetektől.
- Kizárólag hivatalos forgalmazóinktól vásároljon AC/DC csereadaptert.
- Ne használja az AC/DC adaptert, ha bármilyen sérülést észlel.
- Ne használja a gépet, a Li-ion akkumulátort, az AC/DC adaptert vagy a csatlakozót nedves kézzel.
- Ha a terméket nem a Rushwood B.V. által meghatározott módon használják, a gép által nyújtott védelem károsodhat.
- Az AC/DC adaptert úgy helyezze el, hogy könnyen ki lehessen húzni a konnektorból.

Újratölthető Li-ion akkumulátor:

- Csak a készülékkel együtt a csomagolásban mellékelt Li-ion akkumulátort használja.
- A gyártó/forgalmazó nem vállal jogi felelősséget a más akkumulátorok által okozott károktól vagy balesetektől.
- Kizárólag a mi hivatalos forgalmazóinktól vásároljon újratölthető Li-ion akkumulátort.
- Ne használja a Li-ion akkumulátort, ha bármilyen sérülést észlel.
- Ha a gépet csak AC/DC adapterrel kívánja üzemeltetni, akkor válassza le és vegye ki a Li-ion akkumulátort az akkumulátortartó rekeszből.
- Az újratölthető Li-ion akkumulátort szállítás közben le kell választani.
- Az újratölthető Li-ion akkumulátor 500 töltési ciklust garántál optimális teljesítmény mellett.
- A töltési kapacitás ezután csökken.



Rushwood B.V.
Ottergerde 30
NL - 4941 VM Raamsdonksveer
Nederland