



Electronic Crushing of medication

eCrush™ naudotojo vadova

Modelio numeris RW01

Prieš naudodami visada perskaitykite šį naudotojo vadovą.

LT eCrush™ yra lengvai naudojama, patikima ir lengvai valoma elektroninė tablečių smulkinimo mašina. Tinkamai naudojant "eCrush™" galima tikti ~ 100 000 sutraiskymų.

- Patikrinkite visas pakuotėje esančias dalis:**
- 1. eCrush™ elektroninis tablečių smulkinimo prietaisas
 - 2. 1 kintamosios / nuolatinės srovės adapterio ir maitinimo laido komplektas
 - 3. 1 pakartotina įkraunamas ličio jonų akumuliatorius
 - 4. 1 atsuktuvas
 - 5. 1 puodelio laikiklis
 - 6. 100 vienkartinį smulkinimo puodelių

Pirmą kartą naudoti ir nustatyti:

1. Prieš naudodami "eCrush" ištraukite iš transportavimo pakuotės ir patikrinkite jo paviršių, kad įsitikintumėte, jog jis nėra vizualiai pažeistas. 2. Atidarykite akumuliatoriaus dangtelį naudodami pridėdamą mini atsuktuvą. Dabar matomas akumuliatoriaus skyriuje sumontuotas izoliuotas laidas su jungtimi. Įdėkite įkraunamą ličio jonų akumuliatorių ir prijunkite jį prie viduje esančios jungties. Uždarykite akumuliatoriaus dangtelį. 3. Prijunkite gniuždymo įrenginį prie maitinimo šaltinio naudodami kintamosios srovės / nuolatinės srovės adapterį. Maitinimo šaltinis yra 100 ~ 240 V AC50/60 Hz. Dabar mašina įkraunama. 4. eCrush galima naudoti tik su įkraunamu ličio jonų akumuliatoriumi arba kintamosios srovės / nuolatinės srovės adapteriu. Jei nenaudojate akumuliatoriaus, atjunkite jį nuo mašinos ir išimkite. 5. Paspauskite stačiakampį OPEN mygtuką, kad atidarytumėte dangtį. 6. Įdėkite puodelio laikiklį į mašinos vidų. 7. Į puodelio laikiklį įdėkite vienkartinį gniuždymo puodelį su vaistais. 8. Ant vaistų uždėkite kitą vienkartinį puodelį. Vienam susmulkinimui visada reikia naudoti 2 puodelius su vaistais tarp jų. 9. Uždarykite dangtį. 10. Paspauskite dešinįjį mygtuką, kad įjungtumėte aparatą. 11. Paspauskite kairįjį mygtuką, kad pradėtumėte smulkinti. Smulkinimo procesas užtruks apie 22/23 sekundes. 12. Paspauskite mygtuką OPEN, kad atidarytumėte dangtį ir išimtumėte puodelius bei puodelių laikiklį. 13. Išimkite puodelius iš laikiklio. Prieš suleisdami vaistą patikrinkite, ar nėra vizualinio užterštumo.

Mygtukų rodmenys:

Mygtukas	Įjungus akumuliatoriaus maitinimą	Kai prijungtas
įjungimo / išjungimo mygtukas	Miegas: Visi šviesos diodai išjungti Aktyvuota / parengta veikti: Šviesos diodas yra mėlynas Smulkinimo metu: Šviesos diodas yra mėlynas Gniuždanti Klaida: Šviesos diodas yra raudonas	Miegas: Visi šviesos diodai išjungti Įkrovimas: Šviesos diodas yra raudonas Visiškai įkrautas: Šviesos diodas yra mėlynas Aktyvuota / parengta veikti: Šviesos diodas yra mėlynas Smulkinimo metu: Šviesos diodas yra mėlynas Gniuždanti Klaida: Šviesos diodas yra raudonas
gniuždymo mygtukas	Miegas: Visi šviesos diodai išjungti Aktyvuota / paruošta veikti: Šviesos diodas šviečia žaliai Smulkinimo metu: Šviesos diodas mirksi žaliai Akumuliatoriaus įkrovos lygis <25 %: Akumuliatoriaus šviesos diodas mirksi raudonai.	Miegas: Visi šviesos diodai išjungti Aktyvuota / paruošta veikti: Šviesos diodas šviečia žaliai Smulkinimo metu: Šviesos diodas mirksi žaliai Gniuždanti Klaida: Šviesos diodas yra raudonas

Akumuliatoriaus lygio rodmenys:

Statusas	LED ekranas	Išsamī informacija
1. Miegas	Miegas: Visi šviesos diodai išjungti	Netaikoma
2. Aktyvuota/ parengta veikti	1. Akumuliatoriaus įkrovos lygis <25 %: Akumuliatoriaus šviesos diodas mirksi raudonai.	Jei per 90 sekundžių neveiks arba nebus įkrautas, jis persijungs į miego būseną. Visi šviesos diodai išjungti
	2. Akumuliatoriaus įkrovos lygis >25 %: Aptikto procento rodymas	25-35 %: 1 akumuliatoriaus šviesos diodas šviečia žaliai 36-55 %: 2 akumuliatoriaus šviesos diodai šviečia žaliai Nuo 56 % iki 75 %: 3 akumuliatoriaus šviesos diodai šviečia žaliai Nuo 76 % iki 100 %: 4 akumuliatoriaus šviesos diodai šviečia žaliai Jei per 90 sekundžių neveiks arba nebus įkrautas, jis persijungs į miego būseną. Visi šviesos diodai išjungti
3. Smulkinimo metu	1. Akumuliatoriaus įkrovos lygis <25 %: Akumuliatoriaus šviesos diodas mirksi raudonai.	Jei maitinama iš baterijos, smulkinimo funkcija išjungta. Kai maitinimas įjungtas į elektros tinklą, smulkinimo funkcija įjungta. Jei per 90 sekundžių neveiks arba nebus įkrautas, jis persijungs į miego būseną. Visi šviesos diodai išjungti.
	2. Akumuliatoriaus įkrovos lygis >25 %: Aptikto procento rodymas	Tas pats, kaip ir 2.2 punkte.
4. Įkrovimas	1. Kai prijungtas prie elektros tinklo, visi 4 akumuliatoriaus šviesos diodai mirksi vienas po kito	Netaikoma
	2. Automatinis akumuliatoriaus lygio patikrinimas atlikus penkis #4.1 ciklus.	Nustatytam akumuliatoriaus įkrovos lygiui nustatyti dvi sekundes šviečia atitinkami ŽALI šviesos diodai. Pavyzdžiui, du kairieji šviesos diodai dvi sekundes dega ŽALIA spalva, jei aptinkamas 50 % lygis.
	3. Kartokite #4.1 ir 4.2, kol akumuliatorius bus visiškai įkrautas.	Visi keturi šviesos diodai dega ŽALIAI.
	4. Visiškai įkrautas	Jei per 90 sekundžių neveiks arba nebus įkrautas, jis persijungs į miego būseną. Visi šviesos diodai išjungti

Kaip valyti:

Atjunkite maitinimo šaltinį. Įrenginio paviršius nuvalykite sausa arba šiek tiek drėgna šluoste. Antrą kartą valykite sausu popieriumi arba šluoste. Puodelio laikiklį galima plauti vandeniu ir nuvalyti sausa šluoste. Rekomenduojama išvalyti įrenginį po naudojimo, kad į mechaninio mazgo vidų nepatektų teršalų, miltelių, dėl kurių gali sutrikti jo veikimas.

Numatomas naudojimas:

eCrush™ sukurta tik vaistams smulkinti. Nenaudokite šio prietaiso ir jo priedų kitiems tikslams. Jei prietaisas ar jo priedai naudojami kitais tikslais, garantija netenka galios. Prieš smulkindami vaistus visada pirmiausia pasitarkite su gydytoju. Ne visus vaistus galima smulkinti.

Bendroji saugos informacija:

Saugokite "eCrush™" nuo vaikų. Jei pastebėjote pastebimų pažeidimų, nustokite naudoti įrenginį. Prieš smulkindami vaistus su eCrush™ pirmiausia pasitarkite su gydytoju. Remonto darbus visada turi atlikti kvalifikuoti technikai arba mūsų oficialūs atstovai. Visada statykite įrenginį ant lygaus, stabilaus paviršiaus. Smulkinimo metu neatidarykite dangčio. eCrush™ turėtų būti naudojamas kambario temperatūroje ir švarioje aplinkoje. Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, naudokite "eCrush™" gerai apšviestoje patalpoje. Smulkinimo puodeliai yra vienkartiniai ir gali būti naudojami vieną kartą.

Aptarnavimas ir priežiūra:

Norint atlikti remontą ir pakeisti dalis, "eCrush™" turi būti grąžinamas "Rushwood B.V." arba jūsų regioniniam platintojui. Po remonto ar pakeitimo visada patikrinkite įrenginį bandomuoju naudojimu. Jei kyla neišskumų, nenaudokite įrenginio ir kreipkitės pagalbos į platintoją.

Garantija:

Standartinė 2 metų ribota garantija. Gamintojas garantuoja, kad šis gaminy, esant įprastam naudojimui ir sąlygoms, neturės kokybės ir medžiagų defektų dvejus (2) metus nuo originalios sąskaitos faktūros išrašymo datos. Jei vienkartiniai gniuždymo puodeliai naudojami pakartotinai arba naudojami bet kurio kito prekės ženklų puodeliai, garantija netenka galios. Pristatymo ir tvarkymo mokesčius apmoka klientas. Gamintojas įsipareigoja savo nuožiūra per garantinį laikotarpį nemokamai ištaisyti bet kokį medžiagos defektą arba mainais pateikti tokios pat vertės pertvarkytą ar atnaujintą gaminį. Klientas padengs siuntimo, tvarkymo, pakavimo, grąžinimo ir draudimo išlaidas. Toks remontas atliekamas patikrinus defektą ar gedimą ir pateikus pirkimo įrodymą, patvirtintą modelio numeriu, nurodytu originaliame pirkimo kvite su data.

Garantija netaikoma:

Netinkamas naudojimas arba prietaisas buvo naudojamas kitais tikslais. Defektai ir veikimo sutrikimai, atsiradę dėl neleistino remonto ar modifikavimo. Nesilaikyta naudojimo instrukcijų / naudotojo vadovo. Sugadinimas ir gedimas dėl nelaimingų atsitikimų, netinkamo naudojimo, aplaidumo, neatsargaus elgesio, neįprastos įtampos

tieskimo, elektros energijos tiekimo sutrikimų ar kitų nuo bendrovės nepriklausančių įvykių. Įprastas nusidėvėjimas. Netaikoma priedams ir atsarginėms dalims.

Techninės specifikacijos:

Maitinimo šaltinis	Techninės specifikacijos
Įvestis (galia)	AC/DC adapteris, 100–240V, 50/60Hz
Baterija	Li-ion 14.8V4400mAh
Smulkinimo ciklo trukmė	22 +1 sekundė
Apytiksliai smulkinimo ciklai	100.000 kartų
Smulkinimo puodelio medžiaga	Maisto klasės polipropilenas
Smulkinimo puodelio tūris	30 ml
Didž. vieno susmulkinimo tablečių svoris	≤ 4 gramai
Matmenys (cm)	191,5 (ilgis) x 147 (plotis) x 194 (aukštis)
Svoris (kg)	3,82

Naudojimo sąlygų diapazonas:

- Temperatūros diapazonas: 5-40 °C
- Aukštis: mažiau nei 2000 metrų
- Santykinė drėgmė: žemesnėje nei 31 °C temperatūroje mažesnė nei 80 %, esant 40 °C temperatūrai.
- Užterštumo laipsnis: 2.
- Nenaudokite drėgnoje aplinkoje.

AC/DC adapteris:

- Naudokite tik kartu su įrenginiu pakuotėje pateiktą adapterį.
- Gamintojas ir (arba) platintojas neprisiima jokios teisinės atsakomybės už kitų adapterių padarytą žalą ar nelaimingus atsitikimus.
- Pakaitinį kintamosios srovės / nuolatinės srovės adapterį pirkite tik iš mūsų įgaliotų platintojų.
- Nenaudokite kintamosios srovės / nuolatinės srovės adapterio, jei pastebėjote kokių nors pažeidimų.
- Nenaudokite aparato, ličio jonų akumuliatoriaus, kintamosios srovės / nuolatinės srovės adapterio arba kištuko šlaipiomis rankomis.
- Jei gaminy, naudojamas ne Rushwood B.V. nurodytu būdu, gali būti pažeista įrenginio apsauga.
- Kintamosios srovės / nuolatinės srovės adapterį padėkite taip, kad jį būtų lengva atjungti nuo kištukinio lizdo.

Įkraunama ličio jonų baterija:

- Naudokite tik kartu su įrenginiu pakuotėje pateiktą ličio jonų akumuliatorių.
- Gamintojas ir (arba) platintojas neprisiima jokios teisinės atsakomybės už kitų baterijų padarytą žalą ar nelaimingus atsitikimus.
- Pakaitinį įkraunamą ličio jonų akumuliatorių pirkite tik iš mūsų įgaliotų platintojų.
- Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei pastebėjote kokių nors pažeidimų. Atjunkite ir išimkite ličio jonų akumuliatorių iš akumuliatoriaus skyriaus, jei norite įrenginį naudoti tik su kintamosios srovės / nuolatinės srovės adapteriu.
- Vežant įkraunamą ličio jonų akumuliatorių PRIVALOMA atjungti.
- Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius garantuoja 500 įkrovimo ciklų ir optimalų veikimą.
- Po to įkrovimo pajėgumas sumažės.

Rushwood B.V.
Ottergeerde 30
NL – 4941 VM Raamsdonksveer
Nederland