



Electronic Crushing of medication

eCrush™ Användarmanual

Modellnummer RW01
**Läs alltid igenom denna bruksanvisning
före användning.**

SE eCrush™ är en lättanvänd, pålitlig och lättrenjord elektronisk pillerkrossare. När eCrush™ används korrekt är den utformad för att återge ~100.000 förälskelser.

Vänligen kontrollera alla delar i förpackningen:

- 1. 1 eCrush™ Elektronisk pillerkrossare
- 2. 1 uppsättning AC/DC-adapter och nätsladd
- 3. 1 uppladdningsbart Li-Ion-batteri
- 4. 1 skruvmejsel
- 5. 1 mugghållare
- 6. 100 engångsmuggar för krossning

Första gången jag använder och ställer upp:

1. Ta ut eCrush ur transportförpackningen och kontrollera ytan för att säkerställa att det inte finns några synliga skador före användning.
2. Öppna batteriluckan med hjälp av den medföljande miniskruvmejseln. En isolerad kabel med kontakt monterad inuti batterifacket är nu synlig. Sätt i det uppladdningsbara Li-Ion-batteriet och anslut det med kontakten på insidan. Stäng batteriluckan. 3. Anslut krossenheten till strömkällan med hjälp av AC/DC-adaptren. Effektklassning är 100~240V AC50/60Hz. Maskinen laddas nu. 4. eCrush kan användas antingen med ett uppladdningsbart Li-Ion-batteri eller med en AC/DC-adapter. Om du inte använder batteriet ska du koppla bort det från maskinen och ta ut det. 5. Tryck på den rektangulära OPEN-knappen för att öppna locket. 6. Placera mugghållaren inuti maskinen. 7. Placera engångskrusmuggen med mediciner i mugghållaren. 8. Placera en annan engångsmugg ovanpå medicinen. Du använder ALLTID 2 koppar med medicinen emellan per krossning. 9. Stäng locket. 10. Tryck på höger knapp för att sätta på maskinen. 11. Tryck på vänster knapp för att starta krossningen. Krossningsprocessen tar cirka 22/23 sekunder. 12. Tryck på OPEN-knappen för att öppna locket och ta ut kopparna och kopphållaren. 13. Ta ut kopparna ur hållaren. Kontrollera för visuell kontaminering före administrering av läkemedlet.

Knappindikeringar:

Knapp	På batteriström	När den är ansluten
ström på/ av-knapp	Sov: Alla lysdioder är släckta Aktiverad/klar att tas i drift: LED-lampan är blå Under krossning: LED-lampan är blå Krossning ERROR: LED lysar rött	Sov: Alla lysdioder är släckta Laddning: LED lysar rött Fullt laddad: LED-lampan är blå Aktiverad/klar att tas i drift: LED-lampan är blå Under krossning: LED-lampan är blå Krossning ERROR: LED lysar rött
krossnings-knapp	Sov: Alla lysdioder är släckta Aktiverad/klar för drift: LED lysar grönt Under krossning: LED-lampan blinkar grönt Batterinivå <25%: Batterilampan blinkar rött.	Sov: Alla lysdioder är släckta Aktiverad/klar för drift: LED lysar grönt Under krossning: LED-lampan blinkar grönt Krossning ERROR: LED lysar rött

Indikationer på batterinivån:

Status	LED-display	Detaljer
1. Sov	Sov: Alla lysdioder är släckta	Ej tillämpligt
2. Aktiverad/klar för drift: LED lysar grönt	1. Batterinivå <25%: Batterilampan blinkar rött.	Om ingen användning eller laddning sker inom 90 sekunder övergår den till SLEEP-status. Alla lysdioder är släckta
	2. Batterinivå >25%: Visning av detekterad procentandel	Mellan 25 och 35 procent: 1 batteri LED lysar grönt Mellan 36% och 55%: 2 batterilampor lysar grönt Mellan 56% och 75%: 3 batterilampor lysar grönt Mellan 76% och 100%: 4 batterilampor lysar grönt Om ingen användning eller laddning sker inom 90 sekunder övergår den till SLEEP-status. Alla lysdioder är släckta
3. Under krossning	1. Batterinivå <25%: Batterilampan blinkar rött.	Vid batteridrift är krossfunktionen avstängd. När den är ansluten till elnätet är krossfunktionen på. Om ingen användning eller laddning sker inom 90 sekunder övergår den till SLEEP-status. Alla lysdioder är släckta
	2. Batterinivå >25%: Visning av detekterad procentandel	Samma som #2.2 ovan.
4. Laddning	1. När batteriet är anslutet blinkar alla 4 batterilamporna en efter en	Ej tillämpligt
	2. Automatisk kontroll av batterinivån efter att fem cykler av #4.1 har slutförts.	Motsvarande lysdioder tänds i GRÖNT i två sekunder för den upptäckta batterinivån. Exempelvis lysar de två vänstra lysdioderna GRÖNT i två sekunder om 50% batterinivå har detekterats.
	3. Upprepa #4.1 och 4.2 tills batteriet är fulladdat.	Alla fyra lysdioderna lysar GRÖNT.
	4. Fullt laddad	Om ingen användning eller laddning sker inom 90 sekunder övergår den till SLEEP-status. Alla lysdioder är släckta

Hur man rengör:

Koppla bort strömkällan. Torka av enhetens ytor med en torr eller fuktig trasa. Använd torrt papper eller trasa för en andra rengöring. Kopphållaren kan tvättas med vatten och torkas av med en torr trasa. Det rekommenderas starkt att rengöra enheten efter användning för att förhindra kontaminering. Pulver som kommer in i den mekaniska enheten, vilket kan leda till funktionsfel.

Avsedd användning:

eCrush™ är endast utvecklad för krossning av mediciner. Använd inte denna enhet och dess tillbehör för andra ändamål. Om enheten eller dess tillbehör används för andra ändamål upphör garantin att gälla. Rådgör alltid först med din läkare innan du krossar mediciner. Det är inte alla läkemedel som får krossas.

Allmän säkerhetsinformation:

Håll eCrush™ borta från barn. Sluta använda enheten om du upptäcker någon känslig skada. Rådgör först med din läkare innan du krossar mediciner med eCrush™. Reparationer ska alltid utföras av kvalificerade tekniker eller våra officiella representanter. Placera alltid enheten på ett plant och stadigt underlag. Öppna inte locket under krossningen. eCrush™ ska användas i rumstemperatur och i en ren miljö. Använd eCrush™ i ett väl upplyst rum för att undvika olyckor. Krossmuggarna är engångsartiklar och kan användas en gång.

Service och underhåll:

För reparationer och byte av delar ska eCrush™ returneras till Rushwood B.V. eller till din regionala distributör. Efter reparation eller byte ska enheten alltid provköras. Om du känner dig osäker, använd inte enheten och kontakta din distributör för hjälp.

Garanti:

Standard 2-års begränsad garanti. Vid normal användning och normala förhållanden garanterar tillverkaren att denna produkt är fri från kvalitets- och materialfel under två (2) år från det ursprungliga fakturadatumet. Om engångskrossmuggarna återanvänds eller om muggar av annat märke används, upphör garantin att gälla. Frakt- och expeditiavgifter ska betalas av kunden. Tillverkaren åtar sig att, efter eget val under garantiperioden, reparera eventuella materialfel eller tillhandahålla en ombyggd eller renoverad produkt av likvärdigt värde i utbyte utan kostnad. Kunden får betala för frakt, hantering, förpackning, returporto och försäkring. Sådan reparation förutsätter att felet eller funktionsstörningen har verifierats och att köpet har styrkts genom att modellnumret har angetts på det daterade originalkvittot.

Undantag från garantin:

Felaktig användning eller om enheten har använts för andra ändamål. Defekter och funktionsfel som orsakats av obehörig reparation eller modifiering. Riktlinjerna för drift/användarhandboken har inte följts. Skador och funktionsfel som orsakas av olyckor, felaktig användning, försumlighet, vårdslös hantering, onormal spänning, strömavbrott eller andra händelser som ligger utanför företagets kontroll. Normalt slitage och förslitning. Ej tillämpligt på tillbehör och reservdelar.

Tekniska specifikationer:

Strömförsörjning	Tekniska specifikationer
Ingång (effekt)	AC/DC-adapter, 100~240V, 50/60Hz
Batteri	Li-ion 14.8V4400mAh
Cykeltid för krossning	22 +1 sekunder

Ungefärliga krossningscykler	100.000 gånger
Krossning av koppmaterial	Polypropylen av livsmedelskvalitet
Volym för krossningskopp	30 ml
Max. Vikt av piller per krossning	≤ 4 gram
Mått (cm)	191.5 (L) x 147 (W) x 194 (H)
Vikt (kg)	3,82

Utbud av användningsvillkor:

- Temperaturområde: 5 till 40 °C
- Höjd: mindre än 2000 meter
- Relativ luftfuktighet: mindre än 80% vid temperaturer under 31 °C, minskar linjärt till 50% vid 40 °C.
- Föroreningsgrad: 2.
- Använd inte i våta miljöer.

AC/DC-adapter:

- Använd endast den adapter som medföljer enheten i förpackningen.
- Tillverkaren/återförsäljaren har inget juridiskt ansvar för skador eller olyckor som orsakas av andra adaptar.
- Köp endast AC/DC-adapter från våra auktoriserade återförsäljare.
- Använd inte AC/DC-adaptren om du upptäcker några skador.
- Använd inte maskinen, Li-Ion-batteriet, AC/DC-adaptren eller kontakten med våta händer.
- Om produkten används på ett sätt som inte specificerats av Rushwood B.V. kan det skydd som maskinen ger försämrats.
- Placera AC/DC-adaptren så att den är lätt att koppla bort från vägguttaget.

Uppladdningsbart Li-Ion-batteri:

- Använd endast det Li-Ion-batteri som medföljer enheten i förpackningen.
- Tillverkaren/återförsäljaren har inget juridiskt ansvar för skador eller olyckor som orsakas av andra batterier.
- Köp endast laddningsbara Li-Ion-batterier från våra auktoriserade återförsäljare.
- Använd inte Li-Ion-batteriet om du upptäcker några skador.
- Koppla ur och ta bort Li-Ion-batteriet från batterifacket om du endast vill använda maskinen med AC/DC-adaptren.
- Det uppladdningsbara Li-Ion-batteriet MÅSTE kopplas bort under transport.
- Uppladdningsbart Li-Ion-batteri garanterar 500 laddningscykler med optimerad prestanda.
- Laddningskapaciteten kommer att minska efter det.





Rushwood B.V.
Ottergeerde 30
NL - 4941 VM Raamsdonksveer
Nederland