



Electronic Crushing of medication

eCrush™ lietotāja rokasgrāmata

Modeļa numurs RW01

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet šo lietošanas pamācību.

LV **eCrush™** ir viegli lietojams, uzticams un viegli tīrāms elektroniskais tablešu smalcinātājs. Pareizi lietojot, **eCrush™** ir izstrādāts tā, lai nodrošinātu ~ 100 000 saspišanu.

Lūdzu, pārbaudiet visas daļas iepakojumā:

1. eCrush™ Elektroniskā tablešu smalcināšanas ierīce
2. 1 maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera un barošanas kabeļa komplekts
3. 1 atkārtoti uzlādējams Li-Ion akumulators
4. 1 skrūvgriezis
5. 1 tases turētājs
6. 100 vienreizlietojamie drupināšanas trauciņi

Izmantošana un iestatīšana pirmo reizi:

1. Pirms lietošanas izņemiet eCrush no transportēšanas iepakojuma un pārbaudiet tā virsmu, lai pārliecinātos, ka nav vizuālu bojājumu. **2.** Atveriet akumulatora vāciņu, izmantojot komplektā iekļauto mini skrūvgriezi. Tagad akumulatora nodalījumā ir redzams izolēts vads ar savienotāju. Levietojiet uzlādējamo Li-Ion akumulatoru un savienojiet to ar savienotāju iekšpusē. Aizveriet akumulatora vāciņu. **3.** Pievienojiet drupināšanas ierīci strāvas avotam, izmantojot maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri. Jaudas nominālā vērtība ir 100 ~ 240 V maiņstrāvas 50/60 Hz. **4.** eCrush var izmantot tikai ar uzlādējamo Li-Ion akumulatoru vai AC/DC adapteri. Ja akumulatoru neizmantojat, atvienojiet to no ierīces un izņemiet. **5.** Nospiediet taisnstūrveida OPEN pogu, lai atvērtu vāku. **6.** Levietojiet krūzišu turētāju mašīnas iekšpusē. **7.** Levietojiet vienreizlietojamo smalcināšanas krūzi ar medikamentiem krūzes turētājā. **8.** Uz medikamentiem uzlieciet vēl vienu vienreizlietojamo glāzi. Vienai drupināšanai vienmēr izmantojiet 2 tasītes ar medikamentu starp tām. **9.** Aizveriet vāku. **10.** Nospiediet labo pogu, lai ieslēgtu ierīci. **11.** Nospiediet kreiso pogu, lai sāktu smalcināšanu. Smalcināšanas process ilgst aptuveni 22/23 sekundes. **12.** Nospiediet OPEN pogu, lai atvērtu vāku un izņemtu krūzes un krūzišu turētāju. **13.** Izņemiet krūzes no turētāja. Pirms zāļu ievadīšanas pārbaudiet, vai zāles nav vizuāli piesārņotas.

Pogas norādes:

Poga	Ar akumulatora enerģiju	Kad ir pieslēgts
ieslēgšanas/izslēgšanas poga	Miegs: Visas LED ir izslēgtas Aktivizēts/ gatavs darbam: LED ir zils Smalcināšanas laikā: LED ir zils Drupināšanas Kļūda: LED ir sarkans	Miegs: Visas LED ir izslēgtas Uzlāde: LED ir sarkans Pilnībā uzlādēts: LED ir zils Aktivizēts/ gatavs darbam: LED ir zils Smalcināšanas laikā: LED ir zils Drupināšanas Kļūda: LED ir sarkans
drupināšanas poga	Miegs: Visas LED ir izslēgtas Aktivizēts/ gatavs darbam: LED ir zaļš Smalcināšanas laikā: LED mirgo zaļi Akumulatora uzlādes līmenis <25%: Akumulatora LED mirgo sarkanā krāsā.	Miegs: Visas LED ir izslēgtas Aktivizēts/ gatavs darbam: LED ir zaļš Smalcināšanas laikā: LED mirgo zaļi Drupināšanas Kļūda: LED ir sarkans

Akumulatora līmeņa indikācijas:

Statuss	LED displejs	Sīkāka informācija
1. Miegs režīms	Miegs: Visas LED ir izslēgtas	Nav piemērojams
2. Aktivizēts/ gatavs darbam	1. Akumulatora uzlādes līmenis <25%: Akumulatora LED mirgo sarkanā krāsā	Ja 90 sekunžu laikā netiek veiktas nekādas darbības vai uzlāde, tas pārslēdzas uz miega režīmu. Visas LED ir izslēgtas
	2. Akumulatora uzlādes līmenis >25%: Atklāto procentu rādījums	No 25 % līdz 35 %: 1 akumulatora LED indikators ir zaļš No 36 % līdz 55 %: 2 akumulatora LED indikatori ir zaļi No 56 % līdz 75 %: 3 akumulatora LED indikatori ir zaļi No 76 % līdz 100 %: 4 akumulatora LED indikatori ir zaļi IJa 90 sekunžu laikā netiek veiktas nekādas darbības vai uzlāde, tas pārslēdzas uz miega režīmu. Visas LED ir izslēgtas
3. Smalcināšanas laikā	1. Akumulatora uzlādes līmenis <25%: Akumulatora LED mirgo sarkanā krāsā	Strādājot ar akumulatora enerģiju, smalcināšanas funkcija ir izslēgta. Ja ierīce ir pieslēgta pie barošanas avota, smalcināšanas funkcija ir ieslēgta. Ja 90 sekunžu laikā netiek veiktas nekādas darbības vai uzlāde, tas pārslēdzas uz miega režīmu. Visas LED ir izslēgtas
	2. Akumulatora uzlādes līmenis >25%: Atklāto procentu rādījums	Kā iepriekš 2.2. punktā.
4. Uzlāde	1. Kad akumulators ir pievienots tīklam, visas 4 akumulatora LED mirgo viena pēc otras	Nav piemērojams
	Automātiska akumulatora uzlādes līmeņa pārbaude pēc piecu #4.1 ciklu pabeigšanas.	Ja tiek konstatēts akumulatora uzlādes līmenis, attiecīgjie LED indikatori uz divām sekundēm iedegas ZELENI. Piemēram, ja tiek konstatēts 50 % akumulatora uzlādes līmenis, abi LED indikatori kreisajā pusē uz divām sekundēm iedegas ZELENI.
	3. Atkārtojiet 4.1. un 4.2. punktu, līdz akumulators ir pilnībā uzlādēts.	Visas četras gaismas diodes ir ZAĻAS.
	4. Pilnībā uzlādēts	Ja 90 sekunžu laikā netiek veiktas nekādas darbības vai uzlāde, tas pārslēdzas uz miega režīmu. Visas LED ir izslēgtas

Kā tīrīt:

Atvienojiet strāvas avotu. Noslaukiet ierīces virsmas ar sausu vai nedaudz mitru drānu. Otrai tīrīšanai izmantojiet sausu papīru vai drānu. Kausa turētāju var mazgāt ar ūdeni un noslaucīt ar sausu drānu. Lai novērstu piesārņojuma, pulvera nokļūšanu mehāniskā mezgla iekšpusē, kas var izraisīt darbības traucējumus, ieteicams pēc lietošanas ierīci notīrīt.

Paredzētais lietojums:

eCrush™ ir izstrādāts tikai zāļu smalcināšanai. Neizmantojiet šo ierīci un tās piederumus citiem mērķiem. Ja ierīce vai tās piederumi tiek izmantoti citiem mērķiem, garantija tiek anulēta. Pirms zāļu drupināšanas vienmēr vispirms konsultējieties ar ārstu. Ne visas zāles ir atļautas sasmalcināt.

Vispārīga drošības informācija:

Glabājiet eCrush™ bērniem nepieejamā vietā. Pārtrauciet ierīces lietošanu, ja tiek novēroti jebkādi jutīgi bojājumi. Pirms zāļu smalcināšanas ar eCrush™ vispirms konsultējieties ar ārstu. Remontdarbi vienmēr jāveic kvalificētiem tehniķiem vai mūsu oficiālajiem pārstāvjiem. Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas, stabilas virsmas. Smalcināšanas laikā neatveriet vāku. eCrush™ jālieto istabas temperatūrā un tīrā vidē. Lai izvairītos no negadījumiem, lietojiet eCrush™ labi apgaismotā telpā. Smalcināšanas trauciņi ir vienreizlietojami un tos var izmantot vienu reizi.

Apkalpošana un apkope:

Lai veiktu remontu un detaļu nomaiņu, eCrush™ jānosūta atpakaļ Rushwood B.V. vai jūsu reģionālajam izplatītājam. Pēc remonta vai nomainas vienmēr pārbaudiet ierīci ar izmēģinājuma lietošanu. Ja rodas neskaidrības, nelietojiet ierīci un sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu palīdzību.

Garantija:

Standarta 2 gadu ierobežota garantija. Ražotājs garantē, ka šīs izstrādājums parastos lietošanas apstākļos divus (2) gadus no sākotnējā rēķina izrakstīšanas datuma būs bez kvalitātes un materiālu defektiem. Ja vienreizlietojamās drupināšanas krūzes tiek izmantotas atkārtoti vai tiek izmantotas jebkura cita zīmola krūzes, garantija tiek anulēta.

Piegādes un apstrādes maksa ir jāsedz klientam. Ražotājs piekrist garantijas laikā pēc savas izvēles labot jebkuru materiāla defektu vai bez maksas piegādāt pārbūvētu vai atjaunotu līdzvērtīgas vērtības izstrādājumu apmaiņā. Klients sedz maksu par piegādi, pārkraušanu, iepakojšanu, atpakaļnosūtīšanu un apdrošināšanu. Šāds remonts ir atkarīgs no defekta vai darbības traucējumu pārbaudes un pirkuma apliecinājuma, kas apstiprināts, uzrādot modeļa numuru oriģinālajā pirkuma čekā ar datumu.

Izmērumi no garantijas:

Nepareiza lietošana vai ierīce ir izmantota citiem mērķiem. Defektus un darbības traucējumus, kas radušies neatļauta remonta vai modifikācijas rezultātā. Nav ievērotas ekspluatācijas vadlīnijas/ lietotāja rokasgrāmata. Bojājumi un darbības traucējumi, kas radušies nelaimes gadījumā, nepareizas lietošanas, neuzmanīgas apiešanās, nepareizas sprieguma padeves, strāvas padeves pārtraukumu vai citu no uzņēmuma neatkarīgu notikumu dēļ. Parasts nolietojums. Neattiecas uz piederumiem un rezerves daļām.

Tehniskās specifikācijas

Barošanas avots	Tehniskās specifikācijas
Leeja (jauda)	AC/DC adapteris, 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Akumulatoru	Li-ion 14.8V4400mAh
Smalcināšanas cikla laiks	22 +1 sekundes
Aptuveni smalcināšanas cikli	100.000 reizes
Smalcināšanas kausa	Pārtikas kvalitātes polipropilēns materiāls
Smalcināšanas kausa tilpums	30 ml
Maks. Tablešu svars vienā sasmalcināšanas reizē	≤ 4 gramu
Izmēri (cm)	191,5 (garums) x 147 (platums) x 194 (augstums)
Svars (kg)	3,82

Izmantošanas nosacījumu diapazons:

- Temperatūras diapazons: 5 līdz 40 °C
- Augstums virs jūras līmeņa: mazāk nekā 2000 metri
- Relatīvais mitrums: zem 31 °C temperatūrā mazāks par 80 %, pie 40 °C tas lineāri samazinās līdz 50 %.
- Piesārņojuma pakāpe: 2.
- Nelietojiet mitrā vidē.

AC/DC adapteris:

- Izmantojiet tikai adapteri, kas ir iekļauts ierīces iepakojumā.
- Ražotājs/distributor neuzņemas nekādu juridisku atbildību par bojājumiem vai negadījumiem, ko izraisījuši citi adapteri.
- Maiņas maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri iegādājieties tikai no mūsu pilnvarotajiem izplatītājiem.
- Neizmantojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri, ja ir novēroti bojājumi.
- Nelietojiet ierīci, Li-Ion akumulatoru, maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri vai kontaktakšu ar slāpām rokām.
- Ja izstrādājums tiek lietots veidā, ko nav norādījis Rushwood B.V., iekārtas nodrošinātā aizsardzība var tikt traucēta.
- Novietojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri tā, lai to varētu viegli atvienot no kontaktligzdās.

Uzlādējams Li-Ion akumulators:

- Izmantojiet tikai kopā ar ierīci iepakojumā iekļauto Li-Ion akumulatoru.
- Ražotājs/distributor neuzņemas nekādu juridisku atbildību par bojājumiem vai negadījumiem, ko izraisījušas citas baterijas.
- Rezerves uzlādējamo Li-Ion akumulatoru iegādājieties tikai no mūsu pilnvarotajiem izplatītājiem.
- Neizmantojiet Li-Ion akumulatoru, ja ir novēroti bojājumi.
- Atvienojiet un izņemiet Li-Ion akumulatoru no akumulatora nodalījuma, ja ierīci vēlaties darbināt tikai ar AC/DC adapteri.
- Pārvadāšanas laikā uzlādējamais Li-Ion akumulators ir jāatvieno.
- Uzlādējams Li-Ion akumulators garantē 500 uzlādes ciklus ar optimizētu veikspēju.
- Pēc tam uzlādes jauda samazināsies.





Rushwood B.V.
Ottergeerde 30
NL - 4941 VM Raamsdonksveer
Nederland